


Minimal length.  
Maximum quality of life.



Vergleich der unterschiedlichen  
Katheter mit dem jeweiligen  
Verbandsmaterial.

EW\_B0108Z\_V1-2026-03



ewimed

# Argentic S

-simply short

Made in  
Germany 



# drainova® ArgentiC S

Mehr Leben.  
Weniger Kompromisse.

Der drainova® ArgentiC S ist ein subkutan getunnelter Dauerverweilkatheter zur wiederkehrenden Drainage bei malignem und nicht-malignem Pleuraerguss und Aszites.

Durch sein verkürztes Design und den reduzierten Materialeinsatz bietet der Katheter ein neues Maß an Diskretion, Tragekomfort und Alltagsfreundlichkeit, besonders geeignet für mobile und aktive Patienten.

Die bewährte antimikrobielle Wirkung von Micro-Silber reduziert das Risiko von Infektionen.

Die Anwendung bleibt dabei einfach und sicher, sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld.

## Die Vorteile für Sie auf einen Blick

- + zur Implantation bei malignem und nicht-malignem Pleuraerguss und Aszites
- + schnelle und effiziente Linderung der Symptome
- + Infektionsreduktion durch antimikrobielle Wirkung des im Silikon eingebundenen Micro-Silbers
- + hohe Rate an spontanen Pleurodesen
- + Reduktion der Krankenhausaufenthalte
- + geringere Kosten für das Gesundheitswesen
- + kompatibel mit drainova®, ewimed und PleurX™ Drainage-Systemen für Klinik- und Heimanwendung

## Die Vorteile für Ihre Patienten

- + diskretes Design durch verkürzte Bauweise
- + Verbandwechsel kann sicher und selbstbestimmt durchgeführt werden
- + einfach und sicher in der Anwendung
- + 30 % weniger Material für ein leichtes Tragegefühl und mehr Nachhaltigkeit



QR-Code scannen:

- + IPC Studien
- + ArgentiC Daten

## Produktinformation drainova® ArgentiC S Katheter

<b>Material</b>	Biokompatibles Silikon mit eingebundenem Micro-Silber
<b>Anschluss</b>	Sicherheitsventil („Schlüssel-Schloss-Prinzip“ gemäß DIN EN ISO 80369-1)
<b>Eigenschaften</b>	Länge: 46 cm intrakorporaler Teil ca. 40,5 cm extrakorporaler Teil ca. 5,5 cm Polyestermanschette
<b>Lieferumfang</b>	Der drainova® ArgentiC S ist Bestandteil des drainova® ArgentiC S Katheter-Sets Das drainova® ArgentiC S Katheter-Set ist in drei Ausführungen erhältlich
<b>Artikelnummer</b>	1240S (compact), 1250S (classic), 1260S (plus)